

Ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear για τους επεξεργαστές ήχου Nucleus® και Baha®*

Τα ακουστικά εμφυτεύματα της Cochlear ανοίγουν την πόρτα σε έναν νέο κόσμο γεμάτο ήχο. Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear επιτρέπουν την εξερεύνηση του ήχου χωρίς τους περιορισμούς από τα καλώδια και τα ογκώδη εξαρτήματα τα οποία απαιτούνται για τα λιγότερο εξελιγμένα συστήματα ακοής. Η Cochlear είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία ακουστικών εμφυτευμάτων που προσφέρει την ελευθερία των ασύρματων συσκευών.

Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear βελτιώνουν περαιτέρω την ακοή των χρηστών σε δύσκολες συνθήκες:

- Κατανόηση ομιλίας σε περιβάλλοντα με θόρυβο.
- Ακοή από απόσταση.
- Κατανόηση συνομιλίας μέσω κινητού τηλεφώνου.
- Παρακολούθηση τηλεόρασης στην επιθυμητή ένταση.

Η Cochlear παρέχει μια πλήρη σειρά ασύρματων λύσεων που διευκολύνουν κάθε χρήστη να ακούει αυτό που θέλει, τη στιγμή που θέλει. Και, εφόσον κάθε επεξεργαστής ήχου μπορεί να συνδεθεί με έως και τρία πρόσθετα εξαρτήματα και ένα κλιπ τηλεφώνου, δεν χρειάζεται να διαλέξετε.

Εύκολη χρήση

Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear ενσωματώνονται άφραγα και διακριτικά στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσετε το πλήκτρο ζεύξης και να ενεργοποιήσετε τον επεξεργαστή ήχου. Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη**, μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα πρόσθετα εξαρτήματα με το πάτημα ενός πλήκτρου. Αν χαθεί η σύνδεση, π.χ. λόγω απομάκρυνσης από την περιοχή εμβέλειας του σήματος, η συσκευή επανασυνδέεται αυτόματα μόλις βρεθείτε ξανά εντός εμβέλειας.

Αξιόπιστη τεχνολογία

Η τεχνολογία True Wireless βασίζεται στα ίδια πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας 2,4 GHz με τις συσκευές Bluetooth και Wi-Fi. Πρόκειται για μια στιβαρή, δοκιμασμένη στον χρόνο και αξιόπιστη τεχνολογία που ορίζει τα πρότυπα της ασύρματης συνδεσιμότητας. Αυτό συνεπάγεται καθαρή και ασφαλή σύνδεση, με εξασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας.

Hear now. And always

Η Cochlear είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως στα εμφυτεύματα ακοής και είναι αφοσιωμένη σε ένα σκοπό: να χαρίζει το δώρο της ακοής σε άτομα με μέτρια έως βαριά μορφή βαρηκοΐας. Έχουμε προσφέρει βοήθεια σε περισσότερα από 450.000 άτομα όλων των ηλικιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για γεμάτες και δραστήριες ζωές και επανασυνδέοντάς τους με την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους χρήστες την καλύτερη διαρκή ακουστική εμπειρία και πρόσβαση σε πρωτοποριακές μελλοντικές τεχνολογίες. Για τους επαγγελματίες συνεργάτες μας, προσφέρουμε τα μεγαλύτερα κλινικά, ερευνητικά και υποστηρικτικά δίκτυα της αγοράς.

Αυτός είναι και ο λόγος που περισσότερα άτομα επιλέγουν την Cochlear συγκριτικά με άλλες εταιρείες εμφυτευμάτων ακοής.

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: +41 61 205 8204 Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426

Cochlear Austria GmbH CEE Office, Millennium Tower, 45th Floor, Handelskai 94-96, 1200 Vienna, Austria Tel: +43 1 37600 26 000

Cochlear Benelux NV Schaliënhoedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium Tel: +32 15 79 55 77

Cochlear Europe Limited Czech Branch Office, Kamenická 656/56, 170 00 Prague 7, Czech Republic Tel: +420 222 13 53 13

Cochlear France SAS 135 route de Saint Simon, CS 43574, 31035 Toulouse, France Tel: +33 5 34 63 85 85 (international) or 0805 200 016 (national)

Fax: +33 5 34 63 85 80

Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy Tel: +39 051 601 53 11 Fax: +39 051 39 20 62


Cochlear Middle East FZ-LLC Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971 4 818 4400 Fax: +971 4 361 8925

Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden Tel: +46 31 335 14 61

Cochlear Tibbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık,

TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey Tel: +90 216 538 5900 Fax: +90 216 538 5919

www.cochlear.com ακολουθήστε μας σε:   


Να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν κάθε συσκευή πριν από τη χρήση.

Οι ονομασίες Cochlear, Hear now, And always, Kanso, Nucleus και True Wireless καθώς και το ελλειπτικό λογότυπο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Cochlear Limited.

Η ονομασία Baha είναι ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της εταιρείας Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Η ονομασία Bluetooth είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της εταιρείας Bluetooth SIG Inc.

© Cochlear Limited 2017

D1150980 ISS1 JAN17 Greek Translation of D817981 ISS4 OCT16



Ασύρματες συσκευές True Wireless™ της Cochlear™

Hear now. And always



* Οι ασύρματες συσκευές True Wireless της Cochlear είναι συμβατές με όλους τους επεξεργαστές ήχου Nucleus 6, Nucleus Kanso, Baha 4 και Baha 5 καθώς και με τα μελλοντικά μοντέλα
** Στο εγχειρίδιο και στον σύντομο οδηγό του προϊόντος παρέχονται αναλυτικές οδηγίες ζεύξης.

Cochlear™ Wireless Mini Microphone 2 και 2+ (Μίνι μικρόφωνο)

Καλύτερη ακοή σε δύσκολες και θορυβώδεις συνθήκες καθώς και από μεγάλη απόσταση.

Ακόμα και για τα άτομα με καλή ακοή, υπάρχουν συνθήκες όπου είναι δύσκολο να ακούσει κανείς και να κατανοήσει την ομιλία.

Το Cochlear Wireless Mini Microphone 2 και 2+ (Μίνι μικρόφωνο) απαλείφει την απόσταση μεταξύ του ατόμου που μιλά και του χρήστη του ακουστικού εμφυτεύματος, με απευθείας ροή της ομιλίας στους επεξεργαστές ήχου των χρηστών.


Εφόσον μειώνεται η επίδραση του θορύβου του περιβάλλοντος, βελτιώνεται σημαντικά η απόδοση της ακοής. Με τα μίνι μικρόφωνα, διευκολύνεται η κατανόηση της ομιλίας από μεγάλη απόσταση καθώς και σε θορυβώδεις, δύσκολες συνθήκες, όπως σε επαγγελματικές συναντήσεις, αίθουσες διδασκαλίας, πολυπληθή εστιατόρια ή μέσα στο αυτοκίνητο.

Πώς λειτουργούν;

- Συνδέονται κατακόρυφα στα ρούχα του ομιλούντος, περίπου 10-40 cm από το στόμα.
- Κατευθύνουν τον ήχο από το άτομο που μιλά απευθείας προς τον επεξεργαστή ήχου του χρήστη του εμφυτεύματος, σε απόσταση έως και 25 m (καθαρό οπτικό πεδίο).
- Διαθέτουν λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της ακοής.
- Δυνατότητα ελέγχου (έναρξη/διακοπή ροής ήχου) από τον επεξεργαστή ήχου, με το τηλεχειριστήριο CR210 ή CR230 για τους χρήστες Nucleus® και με το τηλεχειριστήριο Baha® ή την εφαρμογή Baha Smart για τους χρήστες Baha.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά του μίνι μικροφώνου 2+

- Ενσωματωμένο τηλεπνίο που επιτρέπει συνδεσιμότητα σε συστήματα βρόχου όπως αυτά που υπάρχουν σε μουσεία, θέατρα, αίθουσες συναντήσεων κ.λπ.
- Βύσμα εισόδου 3,5 mm που επιτρέπει συνδεσιμότητα σε πηγές ήχου όπως συσκευές αναπαραγωγής MP3, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
- Βύσμα τριών ακίδων τύπου Euro που επιτρέπει συμβατότητα με FM, όταν το μίνι μικρόφωνο 2+ βρίσκεται πάνω στον χρήστη του εμφυτεύματος. Αυτή η οικονομική λύση επιτρέπει στους χρήστες αμφίπλευρων εμφυτευμάτων και στους χρήστες εμφυτευμάτων δύο συχνοτήτων να κατευθύνουν το σήμα και στα δύο αυτιά χρησιμοποιώντας μόνο έναν δέκτη FM.
- Αν το μίνι μικρόφωνο 2+ τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση, π.χ. πάνω σε ένα τραπέζι, η λειτουργία Table Mic διευκολύνει την κατανόηση ομαδικών συζητήσεων.



Τι πλεονεκτήματα προσφέρει;

- Αβίαστη συνομιλία σε περιβάλλοντα με θόρυβο και από μεγάλη απόσταση.
- Το μίνι μικρόφωνο είναι εύκολο στη χρήση, σε μέγεθος τσέπης και έχει μπαταρία με μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορείτε να το έχετε το εύκαιρο για κάθε περίπτωση όπου δυσκολεύεστε να ακούσετε.
- Βρείτε τη λύση που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες σας.
 - Το μίνι μικρόφωνο 2 είναι μικρό και διακριτικό και έχει βελτιστοποιηθεί για συνομιλίες δυο ατόμων.
 - Το μίνι μικρόφωνο 2+ παρέχει εξαιρετική απόδοση με πλήρη συνδεσιμότητα και έχει βελτιστοποιηθεί για ατομικές συνομιλίες καθώς και για ομαδικές συζητήσεις. Ιδανικό για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.
- Το μίνι μικρόφωνο είναι δυνατό να συνδεθεί ταυτόχρονα με πολλούς επεξεργαστές ήχου, επιτρέποντας σε πολλούς χρήστες ακουστικών εμφυτευμάτων να ακούν ταυτόχρονα τον ίδιο ομιλητή.

« Το μίνι μικρόφωνο 2+ με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, τόσο σε ατομικές συνομιλίες, όπως κατά τη διάρκεια του δείπνου με τη σύζυγό μου, όσο και σε επαγγελματικές συναντήσεις όπου πρέπει να ακούω πολλά άτομα που μιλάνε. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και τόσο μικρό που ελάχιστοι άνθρωποι το παρατηρούν. »

Roger Smith, χρήστης μονόπλευρου εμφυτεύματος



Cochlear Wireless Phone Clip (Κλιπ τηλεφώνου)

Πιο καθαρές και άνετες τηλεφωνικές συνομιλίες.



Πολλοί χρήστες κοχλιακών και οστικών εμφυτευμάτων δυσκολεύονται να ακούσουν στο τηλέφωνο, ακόμα και όταν είναι καλή η ποιότητα του ήχου. Ο θόρυβος του περιβάλλοντος, π.χ. από ομιλίες άλλων ατόμων ή από την κίνηση στον δρόμο, εντείνει το πρόβλημα.

Το Cochlear Wireless Phone Clip (Κλιπ τηλεφώνου) προσφέρει πιο καθαρές τηλεφωνικές συνομιλίες και παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου με σετ μικροφώνου/ ακουστικών ή φωνητική ενεργοποίηση. Τώρα είναι πιο εύκολο και βολικό να διατηρείτε επαφή με τους γνωστούς σας.

Πώς λειτουργεί;

- Στερεώνεται εύκολα πάνω στα ρούχα.
- Δέχεται εισερχόμενες κλήσεις με το πάτημα ενός πλήκτρου.
- Διοχετεύει απευθείας το σήμα ήχου στον επεξεργαστή ή στους επεξεργαστές ήχου.
- Επιτρέπει τη σύνδεση με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth® (π.χ. τηλέφωνο, συσκευή αναπαραγωγής MP3, υπολογιστή).
- Παρέχει ροή ήχου στερεοφωνικής ποιότητας.
- Επιτρέπει ταυτόχρονη σύνδεση με δυο συσκευές Bluetooth.



Τι πλεονεκτήματα προσφέρει;

- Διατηρείτε επαφή με όσους έχουν σημασία για εσάς μέσω μιας ασφαλούς, σταθερής και καθαρής σύνδεσης.
- Έχετε εύκολη πρόσβαση στη λειτουργία φωνητικού ελέγχου των smartphone.
- Απολαμβάνετε μουσική από οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth.
- Το κλιπ τηλεφώνου είναι ελαφρύ, σε μέγεθος τσέπης και έχει μπαταρία μεγάλης διάρκειας. Μπορείτε να το έχετε εύκαιρο για κάθε περίπτωση όπου μπορεί να το χρειαστείτε.

« Παλαιότερα, κοιτούσα ποιος με καλούσε και, αν ήταν επαγγελματικό τηλεφώνημα, το άφηνα να χτυπάει και καλούσα εγώ αργότερα γιατί δεν ήθελα να μην μπορώ να ακούω καθαρά. Τώρα, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Μπορώ απλώς να απαντήσω χωρίς να αγχώνομαι τόσο. Είναι πραγματικά πολύ βολικό που δεν χρειάζεται να συνδέω κάποιο εξάρτημα. »

Paul Murphy, χρήστης αμφίπλευρου εμφυτεύματος



Cochlear Wireless TV Streamer (Συσκευή ροής τηλεόρασης)

Παρακολουθήστε τηλεόραση στην ένταση που επιθυμείτε.




Οι χρήστες των κοχλιακών και οστικών εμφυτευμάτων μπορεί να δυσκολεύονται στην παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών με συγγενείς και φίλους αν δεν επιθυμούν την ίδια ένταση ή αν υπάρχει θόρυβος περιβάλλοντος που δυσχεραίνει την κατανόηση και τη συγκέντρωση.

Η Cochlear Wireless TV Streamer (Συσκευή ροής τηλεόρασης) κατευθύνει τον στερεοφωνικό ήχο της τηλεόρασης, του στερεοφωνικού ή άλλων συσκευών ήχου, απευθείας στον επεξεργαστή ήχου.

Πώς λειτουργεί;

- Δεν υπάρχει πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: η πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι το εξάρτημα είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο να ξεκινήσει τη ροή ήχου.
- Δεν χρειάζεται φόρτιση: υπάρχει ένα φις micro-USB που συνδέεται απευθείας σε τροφοδοτικό.
- Δυνατότητα ελέγχου (έναρξη/διακοπή ροής ήχου) με το τηλεχειριστήριο CR210 ή CR230 για τους χρήστες Nucleus και με το τηλεχειριστήριο Baha ή την εφαρμογή Baha Smart για τους χρήστες Baha.



Τι πλεονεκτήματα προσφέρει;

- Παρακολουθείτε τηλεόραση χωρίς να ανεβάζετε την ένταση και να ενοχλείτε τους άλλους.
- Παρακολουθείτε άλλες συνομιλίες που συμβαίνουν γύρω σας.
- Μετακινείστε ελεύθερα στον χώρο ενώ ακούτε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό ή άλλη πηγή ήχου.
- Κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα και ξανασυνδέεστε αυτόματα σε περίπτωση σύντομης διακοπής του σήματος.
- Μοιράζεστε μια αγαπημένη ταινία με ζεύξη της συσκευής ροής ήχου από τηλεόραση με όσους επεξεργαστές ήχου θέλετε.

« Χάρη στο TV Streamer, ακούει την τηλεόραση εξαιρετικά καθαρά. Καθόμαστε και παρακολουθούμε μαζί τηλεόραση και ακούει το πάντα στην εντέλεια. Παλαιότερα, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν άκουγε καθαρά κάποιες λέξεις. Είναι απίστευτη η διαφορά στην προσοχή του, τώρα που μπορεί να ακούει καθαρά. »

Γονείς του Ελάιτζα (Ελάιτζα, 5 ετών, χρήστης αμφίπλευρου εμφυτεύματος)

